

MEDICAL SOLUTIONS



Stolzenberg
PHYSIO | MEDICAL FITNESS
seit 1873

Stolzenberg GmbH
Dieselstraße 22
50374 Erftstadt
Telefon: +49 22 35 / 7 37 88
Telefax: +49 22 35 / 6 78 71
info@stolzenberg.org
www.stolzenberg.org



01.01.2021
Druckfehler vorbehalten. Drucktechnisch
bedingte Farbabweichungen möglich.

DYNAMED
Trainingsgeräte

Eine Marke der
Stolzenberg GmbH



Was wir machen, damit Sie erfolgreich sind

- Beratung
- Finanzierung
- Konzepte
- Raumplanung
- Software Lösungen
- Marketing Support
- Schulung
- Lieferung, Einbringung, Montage
- After Sales Service



Medical Fitness



- Medical Pro Trainingsgeräte
- Motion Cardiogeräte
- Functional Tower und Functional Station
- Xtension One – Beweglichkeitszirkel
- Trainingssteuerung
- IsoCheck – Maximalkraftmessung
- § 20 Zirkellösungen

Intelligente Trainingssteuerung und Dokumentation

Einfach und intuitiv zu bedienen

Um das Training an den Dynamed Kraft- und Cardiogeräten zu optimieren und die Benutzerfreundlichkeit für die Trainierenden zu steigern, lassen sich alle Geräte mit einer Trainingssteuerung ausstatten. Bieten Sie Ihren Trainierenden professionelles Biofeedback und ausführliche Auswertungen und Statistiken. Steigern Sie die Motivation von Kunden und Mitarbeitern.



YOLii

- Trainingssteuerung an Dynamed Kraft- und Cardiogeräten
- Monitore mit flexibler Höhenverstellung für freie Übungsstationen
- Kontaktloser Login mit Armband oder Karte an Monitoren und Terminal
- Therapieplanung, Steuerung und Dokumentation sowie Analyse mit isometrischer und dynamischer Kraftmessung
- Umfassende Übungsbibliothek mit funktionellen Übungen, jederzeit mit eigenen Fotos und Videos erweiterbar
- Schnittstellen HL7, Thedex
- Software Modul HOME, individuelle Pläne für zuhause und unterwegs
- Monatlich als Abo mit Software-Updates und Hardware-Upgrades
- Entspricht der EU-Medizinprodukteverordnung (MDR)



Digital in die Zukunft

Durchstarten mit Dynamed Trainingsgeräten und YOLii

YOLii 
YOU LIKE IT

YOLii ist ein Assistenzsystem für Therapie und Training. Es unterstützt bei der Planung, Steuerung und Dokumentation der aktiven Therapie an Dynamed Trainingsgeräten sowohl im Kraft- als auch im Cardiobereich. Darüber hinaus kann YOLii jede funktionelle Übung mit oder ohne Kleingerät in den Therapieplan einbinden und den Patienten am Monitor begleiten.

YOLii digitalisiert mit einer einzigartigen Software- und Hardwarekombination im Handumdrehen jede Art der aktiven Therapie wie KG, KGG, MKT, T-RENA, Reha-Sport und Präventionstraining. Abgerundet mit einer Funktionalität für den 2. Gesundheitsmarkt ist YOLii darüber hinaus prädestiniert für den Einsatz in jeglichen Bewegungsangeboten nach abgeschlossener Heilbehandlung.

Mit der YOLii Software und Hardware modernisieren Sie Ihre Therapie und machen Ihre Praxis zukunftssicher. Als Medizinprodukt ist YOLii im Therapiebereich nutzbar.



Alle Geräte der Dynamed-Serie können mit YOLii kombiniert werden. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.



YOLii – Ein Multitalent

- Einsatz für jede Praxisgröße
- YOLii passt in jeden Behandlungsraum
- YOLii digitalisiert KG, KGG, MTT, MKT, T-RENA, Rehasport, §20
- Übungsprogramme auch außerhalb der Einrichtung
- Evidenzbasiertes, leitlinienkonformes Arbeiten
- Intuitive, einfache und selbsterklärende Anwendung
- Umfassende Übungsbibliothek mit funktionellen Übungen
- Kinderleichte Erweiterung mit eigenen Übungen (Fotos und Videos)
- Erstellung von individuellen Therapieplänen
- Therapiesteuerung in Echtzeit
- Lückenlose Dokumentation für die Kostenträger
- Medizinprodukt mit hoher Datensicherheit

YOLii digitalisiert

- Dynamed Kraft- und Cardiogeräte
- Jede freie und funktionelle Übung
- Zugapparate, Dynamed Functional Tower
- Kletterwand, Wonderwall, Posturomed, Propriomed
- Schlingentrainer (Physioloop, Dynamed-Slingtrainer)
- Faszientraining mit Blackroll & Co.

Das YOLii Abo bedeutet für Sie:

- Regelmäßige Software-Updates durch stetige Weiterentwicklung, immer auf dem neuesten Stand der Technik
- Hardware-Upgrades aufgrund der Entwicklung von verbesserten und neuen Technologien
- Hotline für technischen Support
- Service Hardware-Tausch innerhalb von 48 Stunden

YOLii HOME

Mit dem Software-Modul YOLii HOME betreuen Sie Ihre Patienten und Kunden optimal außerhalb Ihrer Einrichtung. Das persönliche Bewegungsprogramm ist so immer an der Seite Ihrer Patienten und Kunden. Es funktioniert über den Browser auf jedem Endgerät Ihres Patienten.

Mit YOLii HOME bringen Sie Therapie und Training über die Endgeräte Ihrer Patienten und Kunden an jeden Ort, an dem sie sich befinden. So unterstützt eine durchdachte Digitalisierung sowohl die aktive Therapie im Zuge einer Verordnung, als auch eine langfristige Begleitung mit präventiven Bewegungsangeboten im Anschluss an die Heilbehandlung.



Ausführliche Erklärvideos



Code mit dem Smartphone einscannen und Erklärvideos ansehen!



NEU

Ihr Therapeuten-Team

- Erstellt den HOME Plan in der Base
- Die Base überträgt den HOME Plan in unser DSGVO konformes Kundenportal
- In der Base steuern Sie die kompletten HOME Pläne, Anpassungen sind jederzeit möglich
- Alle Aktivitäten werden synchronisiert und dokumentiert

Ihr Patient / Kunde

- Bekommt einen Link oder QR-Code zur Anmeldung in YOLii HOME
- Sieht seinen Plan mit allen Übungen, Beschreibungen und dem Belastungsmuster
- Kann die ausgewählte Übung direkt starten und wird durch YOLii HOME begleitet: es wird die Übung mit Tempo und Zeit angezeigt, sowie die Wiederholungen heruntergezählt
- Bewertet die trainierte Übung und bestätigt sie damit als erledigt


Ob **Steuerung** von Kraft- und Cardiogeräten oder als **Unterstützung** im funktionellen Training. Starten Sie **individuell** nach Ihren Vorstellungen.




YOLii
in Kombination
mit Dynamed
Kraftgeräten



YOLii
in Kombination mit
Dynamed Cardiogeräten



YOLii
am freistehenden Monitor
für funktionelle Übungen,
auch mit höhenverstellbarem
Floorstand



YOLii HOME
Bringt Therapie und Training über die
Endgeräte Ihrer Kunden an jeden Ort,
an dem Sie sich befinden



YOLii BASE
Rechner mit YOLii Software, browserbasiert, Datenbank,
unabhängiges WiFi/LAN-Netzwerk

YOLii
Trainieren und dokumentieren
beliebiger, freier Übungen an z.B.
dem Dynamed Functional Tower



Software und Hardware-Komponenten

Die Software befindet sich auf der YOLii Base: Einem Rechner mit Datenbank, Datenverarbeitung und Datenauswertung. Als browserbasierte Anwendung benötigt die Software von YOLii kein spezielles Betriebssystem.

- YOLii Base: Rechner mit YOLii Software, browserbasiert, Datenbank, unabhängiges WiFi/LAN-Netzwerk
- YOLii Monitor: 10,1" Multitouch-Farbdisplay, WiFi, LAN-Ethernet, Anmeldung via RFID/NFC Reader
- YOLii Cardio Adapter: YOLii steuert und dokumentiert das Training an Dynamed-Cardiogeräten
- Kompatibel mit allen Hardware-Systemen wie PC/Mac, Laptop/Tablet, Smartphone
- Sicherer Verbleib der Kundendaten in der Einrichtung, keine Cloud-Speicherung
- Anpassung von Plänen und Geräteeinstellungen in Echtzeit
- Intuitive, einfache, selbsterklärende Anwendung
- Jederzeit Überblick über die Trainingsflächennutzung





Trainingssteuerung





Referenzen



Kraftgeräte

www.stolzenberg.org

MEDICAL SOLUTIONS

DYNAMED
Trainingsgeräte